

自動体外式除細動器

AED

Automated External Defibrillator

365日24時間、ALSOKの管理サポート。




ALSOK AEDコールセンター ☎ 0120-8814-11(24時間受付)

AEDの販売・レンタル、 さらに管理、講習までトータルサポート。

AEDといえば、ALSOK。

ALSOKでは、2005年のAED販売開始より、AEDの重要性に関するさらなる周知と、その正しい使い方の啓蒙を目指し、機器の販売・レンタルをはじめ、お客様のニーズにお答えする多彩なサービスを展開しています。ALSOKは、AED販売のリーディング・カンパニーとして、確かな実績があります。



ALSOK の強みと取り組み

- 1 独自の技術力により、世界のAED市場において高い信頼とシェアを誇るPHILIPS社製AEDを採用しています。
- 2 AEDに関する専門知識を持ったコールセンター要員による「AED専用コールセンター」を設置。お客様のニーズに素早く対応いたします。(365日24時間)
- 3 AED担当の営業員やアフターサポート要員を各販売事業所に配置し、全国で均質なサービスの提供を実現しました。
- 4 CPR(心肺蘇生法)やAEDの使い方を指導する専門トレーニングコーチを全国の販売事業所に配置。各種教育プランを提案いたします。
- 5 各地の小学校で実施している「ALSOKあんしん教室～人の命を助けるって何だろう編～」において、「救急救命・命の大切さ」をテーマとした継続的な啓蒙活動を展開しています。



ALSOKオリジナル AEDハートマーク
2012年に商標登録(登録第5473974号)。
各種オリジナルAED関連商品に使用しています。

ALSOKでは「ご購入」「リース」「レンタル」の3種類のサービスプランをご用意しております。

ご購入 プラン

定期消耗品を含んだパッケージプランもご用意しています。
お気軽にお問合せ下さい。

リース プラン

弊社指定、若しくはお客様指定のリース会社をお選び頂けます。
契約期間5年(最長7年まで延長可能)定期消耗品を含んだパッケージプランもご用意しています。お気軽にお問合せ下さい。

パッケージ レンタルプラン

契約期間5年(ご希望により延長可能)
定期消耗品の他に、実際に使用した消耗品交換なども含んだプランです。

パッケージ内容

- 1、定期消耗品を交換時期にお届けします。
- 2、使用した際、消耗品を無償でお届けします。
- 3、破損等の際、お客様の負担無しで交換します。

(お客様に責任のある場合は有償となる場合があります。)

[参考ご提供価格]

パッケージプラン/
ハートスタートHS1の場合



お客様のご要望にあわせて、
最適なプランをご提案いたします。

		購入プラン	リースプラン	レンタルプラン
導入費用		¥424,000/一式	¥6,300/月	¥5,600/月
定期消耗品 ・電極パッド ・バッテリー	5年間	○	○	○
実使用分 (電極パッド等)		×	×	○

※表内の価格は税抜きで表示されています。

ハートスタート HS1

Heart Start HS1



●パッドカートリッジ
小児用
(オプション)

軽量コンパクト&直感的な操作デザイン

バッテリー装着時でも1.5kgと軽量コンパクト。持ち運びに便利です。
また、HS1には「ハンドルスイッチ」と「電源ボタン」の2種類の起動ボタンがあり、「ハンドルスイッチ」は指先で軽く引くだけで素早く電源ON。

CPR コーチング機能

CPR(心肺蘇生法)を実施する際の、胸骨圧迫のやり方やそのタイミングまで、音声ガイダンスが詳細にコーチング。

AEDからのメッセージ、iボタン機能

毎日のセルフテストで異常が見つかった場合、iボタンを押すと、音声で状況をお知らせします。

ハートスタート FRx

Heart Start FRx



●小児用キー
(オプション)

携帯性と堅牢性の両立


バッテリー装着時でも1.5kgと軽量コンパクトボディでありながら、高い防塵・防水性能(IP55※1)と耐衝撃・耐振動性能を実現したAEDです。HS1と同様にCPRコーチング機能、iボタン機能を搭載しています。

小児用キー(オプション)

小児用キーを本体に差し込むことで成人モードから小児※2モードに切り替わります。ショック時のエネルギーを低減(50J)し、パッド配置アイコンの表示や、音声ガイダンス、CPRコーチング機能も自動的に小児用に切り替わります。

ハートスタート FR3

Heart Start FR3



●小児用キー
(オプション)

多機能かつ軽量コンパクト

多機能・高性能ながらも、バッテリー装着時は1.6kgと軽量コンパクト。さらに、FRxと同等の防塵・防水性能(IP55※1)、耐衝撃・耐振動性能を持ち合わせたハイスぺックモデルです。

多彩な最新機能

高解像度カラーディスプレイを搭載し、音声ガイダンスの聞き取りづらい環境でも、的確に処置をサポート。また、小児用キー(オプション)使用で小児モードへの切替えが可能であり、心電波形の表示機能(ECGモデルのみ)、Bluetooth通信機能(オプション)、多言語にも対応可能なバイリンガル機能(オプション)が搭載されています。

※1 IPとはIEC規格で規定されている機器の保護構造を記号で示したもの。IEC(International Electrotechnical Commission / 国際電気標準委員会) : 国際的な標準規格。

※2 小児: 未就学児(0歳以上6歳以下) / JRC(日本版)ガイドライン2010

初めてでも安心。 優れた操作性を 実現。



かんたん



CPRコーチング



iボタン

STEP 2 わかりやすい 音声ガイダンス

パッド(電極)を貼ります。

STEP 1 直感的な操作

目を惹くグリーンの手柄を引くと、音声ガイダンスが始まります。

ボタンを押しても
起動します。

AEDの音声ガイダンスに従い、
ショックボタンを押します。

STEP 3 定評のある 心電図解析技術

軽くて頑丈。 天候、環境を 選ばないAED。



かんたん



CPRコーチング



iボタン




小児用キー



耐塵性



耐水性



耐衝撃性



耐久性

STEP 2 わかりやすい 音声ガイダンス

パッド(電極)を貼ります。

STEP 1 シンプルな操作

緑の電源ボタンを押すと、
音声ガイダンスが始まります。

STEP 3 定評のある 心電図解析技術

AEDの音声ガイダンスに従い、
ショックボタンを押します。

高機能を凝縮。 プロ仕様の フラグシップモデル。



プロ仕様



心電図表示



多言語機能




小児用キー



耐塵性



耐水性



耐衝撃性



耐久性

STEP 2 具体的で落ち着いた 音声ガイダンス

液晶モニターの表示の
とおり、パッド(電極)を
装着します。

STEP 1 シンプルな操作

緑の電源ボタンを押すと、
音声ガイダンスが始まります。

STEP 3 シンプルな操作

AEDの音声ガイダンスに従い、
ショックボタンを押します。

多彩なニーズに応えるALSOKのAEDサポートサービス

お手間な管理をお手伝いします！

AED管理支援サービス



「AED管理支援サービス」は専用機器をAED収納ボックスに設置し、AEDの状態を365日24時間監視。異常を感知した際は、お客様へお知らせします。

設備情報メール仕様

月額 ¥1,700(税抜)～

すでに機械警備をご契約のお客様は、既存のシステムに「AED管理支援サービス」関連機器を追加することにより、AEDの状況を専用メールでお知らせします。

GPS端末仕様

月額 ¥3,500(税抜)～

ALSOKと機械警備のご契約をされていないお客様は、「AED管理支援サービス」専用機器の設置により、AEDの状況をオペレーターがお電話でお知らせします。

現場確認サービス

月額 ¥500(税抜)

出動料金 ¥10,000/回(税抜)

お客様のご依頼により、隊員が現場を確認するサービスです。

※別途ご契約が必要となります。

※AED管理支援サービスは「警備サービス」ではありません。
※本サービスご利用には、別途使用機器のお買い上げと機器の設置工事が必要です。
※対応機種は、PHILIPS社製HS1、FRx、FR2となります。

救急トレーニングを体験してみませんか？

救急トレーニングサービス

AEDを最大限有効活用するためには、CPR(心肺蘇生法)を併せて実施することが重要です。ALSOKでは効果的で正しいCPRの講習を120分に凝縮してご提供いたします。ALSOKの専門トレーニングコーチが、初心者にもわかりやすく、丁寧に指導します。



継続的な練習に最適！

プレスタン CPR マネキン AL

[PP-AM-100MAL]



CPRトレーニング用のマネキン。正確な胸骨圧迫トレーニングの指標となる3色のLED(モニタ)が左肩に内蔵されており、講師不在の場合でも効果的な訓練が可能です。また、極めて丈夫な構造であるため、50万回以上の胸骨圧迫が可能です。

¥56,000(税抜)

CPRトレーニング用マネキン(半身モデル)、LEDモニタ機能およびパッド導通機構内蔵。キャリングケース、フェースシールド・ラングバッグ10枚同梱。

※単三電池2本使用。(初期納品時は、テスト用電池が本体に装着されています)

※オプションとして、人工呼吸補助具「フェースシールドフィルター付き」をご用意しています。

※小児用や乳幼児用のマネキンもご用意しています(別売)。

▶トレーニングパッドの貼付を検知する導通機構があり、PHILIPS社製の訓練用AED※と併用することで、よりリアルなCPRトレーニングを行うことができます。

※訓練用AEDは別売

OPTION

AED収納ボックス

[UB-931-RW]



頑強な壁面取り付けタイプで、解放時にはプザーが鳴動します(専用キーにより、ON/OFF可能)。下辺貼り付け用蓄光テープ付き。

¥50,000 (税抜)

サイズ: 高さ43.0×幅42.0×奥行16.13cm(突起部除く)
重量: 8.0kg
その他: 単三アルカリ乾電池8本使用、別途設置工事費

AED自立ボックス

[UB-931-RW + UB-S931-W]



AED収納BOX+自立スタンド。自立型のためアンカー不要※です。スタンド内には毛布、付属品等の備品を収納できます。傾き調整用アジャスター付き。
※アンカー固定も可能。

¥120,000 (税抜)

サイズ: 高さ129.95×幅43.0×奥行35.0cm(突起部除く)
重量: 約34.5kg
その他: 単三アルカリ乾電池8本使用、別途設置工事費

UB-931-RW埋め込み用アタッチメント [AT-M931U]



AED収納ボックス[UB-931-RW]を壁面へ埋め込むための純正拡張部品です。

¥34,000 (税抜)

サイズ: 高さ49.3×幅49.4×奥行16.7cm(突起部除く)
重量: 約8.2kg
その他: 別途設置工事費

AEDプローブボックス(屋外用)



ALSOKオリジナル屋外仕様のAED収納ボックス。降雨や日照による影響だけでなく、ヒーターを搭載することで寒冷地における凍結も防ぐ全天候型ボックスです。

ポールタイプ

[UB-931-OP]

¥385,000 (税抜)

サイズ: 高さ134.0×幅58.0×奥行35.0cm
重量: 約54.5kg
動作電源: AC100V(50/60Hz)
最大消費電力: 150w
その他: 別途設置工事費

壁掛けタイプ

[UB-931-OW]

¥350,000 (税抜)

スタンドタイプ

[UB-931-OS]

¥420,000 (税抜)

簡易据置型AED収納ボックス

[UB-931-KS]



AEDだけでなく、AED管理支援サービス関連機器を収納することが可能です。また、据置ベース(別売り)を取り付けることにより、自立ボックスとして設置できます。
※アンカー固定も可能。

¥76,400 (税抜)

サイズ: 高さ85.0×幅37.0×奥行15.0cm
重量: 約15.0kg
その他: 入力電源DC12V(DC9~13.5)もしくは単三アルカリ乾電池8本、別途設置工事費

樹脂製AED収納ボックス

[UB-931-JB]



軽量タイプの樹脂製AED収納ボックス。視認性が良く、インジケータの確認が容易です。

¥24,000 (税抜)

サイズ: 高さ40.0×幅50.0×奥行18.0cm(突起部除く)
重量: 約4.4kg
その他: ボタン電池(LR44)3個使用、別途設置工事費

簡易型AED自立ボックス

[UB-931-JB + UB-S931-JW]



樹脂製AED収納ボックス+簡易型自立スタンド。自立型のためアンカー不要※で、設置場所の変更が容易です。傾き調整用アジャスター付き。
※アンカー固定も可能。

¥70,500 (税抜)

サイズ: 高さ130.0×幅50.0×奥行23.0cm(突起部除く)
重量: 約27.4kg
その他: ボタン電池(LR44)3個使用、別途設置工事費

壁掛け用AEDラック

[LA-K931-W]



AED壁面取付け用の金具。AEDの視認性が良く、取り出し効率にも優れます。

¥18,000 (税抜)

サイズ: 高さ21.0×幅28.0×奥行13.5cm(突起部除く)
重量: 約1.0kg
その他: 別途設置工事費

AEDコンパクトボックス(エレベーター内兼用)

[AED-EV01]



エレベーター内設置も可能な小型ボックス。自立もでき、限られたスペースで柔軟な設置が可能です。また、ハンドルが取り付けられているためボックスごと移動させることも容易です。

¥88,000 (税抜)

サイズ: 高さ67.5×幅29.0×奥行17.5cm
(突起部、ハンドル部除く)
重量: 約7.0kg
その他: ボタン電池(CR-2032)1個使用。固定設置の際には、別途設置工事費が必要となります。

AEDケース収納バッグ [TAKE-1]

インジケータ確認用の窓が設けられた、PHILIPS社製AED専用収納バッグ。キャリングケースごとAEDを機能的に格納できるほか、救護用品の収納もでき、各種イベントやスポーツ大会等の移動時に活躍します。



¥29,800 (税抜)

サイズ: 高さ52.0×幅23.0×奥行15.0cm
(突起部除く)
素材: ナイロン100%

仕切役 AED用折りたたみ式 目隠し板

救護の際に肌の露出を軽減するための商品です。収納袋から取り出すと、瞬間的に展開するため迅速な救護を妨げません。3枚セットとなっており、マジックテープで1枚1枚分割できます。アルミ製の安定板も標準で付属。



¥12,900 (税抜)

サイズ(1枚あたり):
展開時/高さ120.0×幅40.0cm
収納時/直径35.0cm

AEDといえば、ALSOK。

■主な仕様

販売名		ハートスタート HS1	ハートスタート FRx	ハートスタート FR3
消耗品	電極パッド	パッドカートリッジ成人(M5071A) パッドカートリッジ小児用(M5072A)	FRxスマートパッド (989803139261)	FR3スマートパッド (989803149981)
	バッテリー	HS1バッテリー(M5070A) ※HS1/FRx共通		FR3臨床用バッテリー(989803150161)
	救急セット	除毛テープ×4、使い捨て不織布×4、ノンラテックスグローブ×1、マウスピース×1		
小児対応		パッドカートリッジ小児用(オプション)	小児用キー(オプション)	
CPRコーティング		○	○	×
寸法(高さ×幅×奥行)		7.0×21.0×19.0cm	6.0×22.0×18.0cm	6.9×13.5×22.1cm
重 量		1.5kg (バッテリー / パッド・カートリッジ装着時)	1.5kg (バッテリー / パッド・ケース装着時)	1.6kg (バッテリー装着時)
防塵性、耐水性		IP21	IP55	
コントロール		SMARTパッド・カートリッジ・ハンドル、 電源ON/OFFボタン、iボタン、 ショック・ボタン	電源ON/OFFボタン、 iボタン、ショック・ボタン、 小児用キー(オプション)	電源ON/OFFボタン、ショック・ボタン、 オプションボタン自動電源投入機能、 小児用キー(オプション)
インジケータ		使用準備完了ランプ、iボタン、 注意ランプ、ビープ音、スピーカー	使用準備完了ランプ、iボタン、 注意ランプ、ビープ音、スピーカー、 パッド配置アイコン	使用準備完了ランプ、ビープ音、 スピーカー、コネクタポート 高解像度カラー液晶画面
エネルギー		定格150ジュール		
モデル番号		M5066A	861304	861388(Textモデル) 861389(ECGモデル)
医療機器承認番号		21700BZY00426000	22000BZX00305000	22300BZX00259000
クラス分類		特定保守管理医療機器／高度管理医療機器		
製造販売業者		株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン		

※ハートスタートAED及びアクセサリにはラテックスを含む材料を使用していません。

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用出来るように管理者を設置の上、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。お客様のご都合に合わせてこれらをご利用して頂き、いつでもAEDが使えるようにご用意ください。

注 意

- 商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。
- 本カタログ掲載商品と実物の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。
- 弊社は、ご契約いただきましたお客様の各AEDに関して消耗品交換期限のデータ管理を行うと共に、交換時期にお客様へご案内申し上げます。
- AEDを設置した際は、AED管理者を定め、製造販売業者の推奨する保守点検を実施するとともに、AEDが常時使用可能なよう管理をしてください。特に電極パッド、バッテリーの使用期限の確認、および期限内の交換の実施は確実に行ってください。
- ALSOKは、設置者の保守管理の手間を軽減する独自のサービスを用意しております。
- 電極パッド、バッテリーには使用期限があります。また、電極パッドは使い捨てであり、再使用禁止です。
- 電極パッド、バッテリーの使用期限の確認、および期限内の交換を確実に実施してください。導入の際には必ず添付文書をお読みください。
- 機器の特殊性から、保守管理の必要性及び電極パッド、バッテリー等の消耗品に使用期限があることを明記したAED管理表示ラベルを収納ケースに貼付しております。使用期限を確認したい際は収納ケース中央に明記されたAEDコールセンターでも確認ができます。
- 不測の事態が発生した場合、又は譲渡時(高度管理医療機器等販売業の許可業者に限り)、廃棄時にはAEDコールセンターまで速やかにご連絡ください。

原産国について	■ハートスタートHS1:米国 ■パッドカートリッジ成人(M5071A):米国 ■パッドカートリッジ小児用(M5072A):米国 ■HS1バッテリー(M5070A)(※FRx兼用):米国 ■ハートスタートFRx:米国 ■FRxスマートパッド(989803139261):オーストリア ■FRx小児用キー(989803139311):米国 ■ハートスタートFR3:米国 ■FR3スマートパッド(989803149981):オーストリア ■FR3バッテリー(989803150161):米国 ■FR3小児用キー(989803150031):米国 ■FR3ハードシステムケース(989803149971):マレーシア ■FR3ソフトシステムケース(989803150221):マレーシア ■FR3モジュールシステムケース(989803173711):マレーシア ■プレスタンCPRマネキンAL(PP-AM-100MAL):米国 ■仕切役:中国 ■その他商品:日本
---------	---

お気軽にご相談下さい。専門スタッフが、ご説明・お見積りにお伺いいたします。ご相談のみのご用命も喜んでお受けいたします。ご連絡お待ち申し上げます！

個人情報の取扱いについて お客様からお預かりする個人情報は、法令に基づき厳重に管理し、当社の商品のご案内や業務・サービスの提供にのみ利用いたします。なお、当社の個人情報保護方針はホームページにて公表しております。



総合警備保障株式会社

本社 〒107-8511 東京都港区元赤坂1-6-6
ホームページアドレス<http://www.alsok.co.jp/>

ALSOK

●記載の仕様など、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

お問い合わせは